



BY PRODUCTOS
SUERO FETAL BOVINO
SUERO NEONATO BOVINO
SUERO EQUINO



BY PRODUCTOS es una empresa mexicana, con más de 15 años de experiencia en la recolección y procesamiento de **Suero Fetal Bovino** para uso en la industria biotecnológica.

BY PRODUCTOS desarrolla productos de la más alta calidad reconocidos nacional e internacionalmente. El procesamiento de sus productos se lleva a cabo cuidadosamente cumpliendo las Buenas Prácticas de Manufactura, completa trazabilidad y el más estricto control de calidad.

BY PRODUCTOS cuenta con las siguientes certificaciones:

Certificación H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Análisis de puntos críticos de control. En el cual se identifican, analizan y controlan los peligros físicos, químicos y biológicos que se puedan encontrar en la obtención de materia prima (Sangre de Feto Bovino), su transformación a producto terminado y envasado.

Certificación de Trazabilidad ISIA (International Serum Industry Association)

ISIA aprueba auditores independientes para realizar el proceso de auditoria con base a los parámetros que establece ISIA.



PROPIEDADES	SUERO FETAL BOVINO	SUERO NEONATO BOVINO	SUERO EQUINO
APARIENCIA	Solución ámbar amarillo	Solución ámbar amarillo	Solución ámbar amarillo
PH	6.2 a 7.8	6.2 a 8.2	6.2 a 8.2
ENDOTOXINAS	De 10 a 25 EU/ML	<30 EU/ML	<20 EU/ML
PROTEÍNAS TOTALES	3.3 a 4.6 gr/dl	3.3 a 4.7 gr/dL	6.5 a 7.9 gr/dL
OSMOLARIDAD	280 a 360 mOsmol/Kg agua	280 a 360 mOsmol/Kg agua	280 a 340 mOsmol/Kg agua
HEMOGLOBINA	25 mg /dL	25 mg /dL	30 mg /dL
ESTÉRILIDAD	Libre de bacterias y hongos	Libre de bacterias y hongos	Libre de bacterias y hongos
VIRUS EXTRAÑOS	Negativo		
MICOPLASMA	Negativo		
ALMACENAMIENTO	Mantener a temperatura de 20°C. Descongelar hasta su uso.	Mantener a temperatura de 20°C. Descongelar hasta su uso.	Mantener a temperatura de 20°C. Descongelar hasta su uso.
PRESENTACIÓN	Botella de 500 ml.	Botella de 500 ml.	Botella de 1000 ml.

DISTRIBUIDORA BIOSCMIC, S.A. DE C.V.

Carretera CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO No. 12, COL. EJIDO VIEJO DE SANTA URSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04910, CDMX, MÉXICO

TEL. 01-(55) 2652-0129 / 2652-0138 / 7030-3207 / 7030-3209

E-mail.: ventas@bioscmic.com.mx

Página Web: www.bioscmic.com.mx