

BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

www.bioscmic.com.mx

B00679WA 4-oz Bolsas Whirl-Pak®.



4 oz (118 ml) de capacidad

3 "W x 7.1 / 4" L (7,5 x 18,5 cm)

2,25 milésimas de pulgada (0,057 mm) de espesor.

Caja de 500 La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada y lengüeta se pliega tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores a 180 ° F (82 ° C). Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso nitrógeno líquido - manipular con cuidado requerido después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.