

# BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

[www.bioscmic.com.mx](http://www.bioscmic.com.mx)

## B00736WA 18-oz. Whirl-Pak® Bags



### Product Description

---

18 oz. (532 ml) capacity  
4-1/2" W x 9" L (11.5 x 23 cm)  
2.5 mil (.064 mm) thick  
Box of 500

La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega sobre tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores (82 ° C) 180 ° F. Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° F (-210 ° C) - se requiere un manejo cuidadoso después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.