

# BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

[www.bioscmic.com.mx](http://www.bioscmic.com.mx)

## B00992WA 7-oz. Whirl-Pak® Bag:



### Descripción del Producto

**Capacidad: 7 oz (207 ml)**

**Tamaño: 3-3/4 "W x 7" L (9,5 x 18 cm) 3,0 milésimas de pulgada (0,076 mm) de espesor**

**Caja de 500**

**La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada , La lengüeta se pliega tres veces.**

**Volumen y dimensiones son aproximadas;**

**Las bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores (82 ° C) 180 ° F.**

**Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso nitrógeno líquido es requerido manipular con cuidado después de la congelación .**

**Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.**