

BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

B01196WA : 4-oz. Whirl-Pak® Write-On Bags



Descripción del Producto

Capacidad : 24 oz (710 ml) 6 "W x 9" L (15 x 23 cm) 4,0 milésimas de pulgada (0,102 mm) de espesor
Caja de 500 pzas.

En la tira de identificación en blanco para escribir e identificar la muestra que hace más fácil y más conveniente.

Es fácil escribir sobre esta tira blanca usando una pluma ordinaria bolígrafo, lápiz o marcador de punta de fieltro.

El acabado similar al papel prácticamente elimina manchas de tinta, y proporciona una superficie que acepta una variedad de instrumentos de escritura.

La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega sobre tres veces.

Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no deben utilizarse a temperaturas superiores (82 ° C) 180 ° F. Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° F (-210 ° C) - se requiere un manejo cuidadoso después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.