

BIOSCMIC

Distribuidora 

"Conocimiento, Tecnología, Producto y Servicio"

www.bioscmic.com.mx

B01490WA 13-oz Whirl-Pak® Escribir de mano



Descripción del Producto

13 oz (384 ml) de capacidad

de 5-1 / 4 "W x 7-1 / 2" L (13 x 19 cm)

de 2,5 milésimas de pulgada (0,064 mm) de espesor

Caja de 500 El blanco, escribir-en la tira de identificación de la muestra hace que sea más fácil y más conveniente. Es fácil escribir en esta franja blanca utilizando un bolígrafo, lápiz o marcador de punta de fieltro ordinario. El acabado similar al papel prácticamente elimina manchas de tinta, y proporciona una superficie que acepte una variedad de instrumentos de escritura. La capacidad se mide en onzas de fluido cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta se pliega tres veces. Volumen y dimensiones son aproximadas; bolsas no se deben utilizar a temperaturas superiores a 180 ° F, 82 ° C. Las bolsas pueden ser congelados a cualquier temperatura, incluso temperaturas de nitrógeno líquido a -346 ° hacia abajo F (-210 ° C) - cuidadoso manejo requerido después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.